

Accesorios para COD


para Unidades de Digestión K-437/K-438





Aparato para la digestión en bloque con accesorios COD para la determinación de la COD (Chemical Oxygen Demand - Demanda Química de Oxígeno). El accesorio de COD convierte un Unidad de Digestión K-437 o K-438 estándar en un sistema de digestión para COD.

Unidades de Digestión K-437/K-438	Para aplicaciones de COD	Para aplicaciones Kjeldahl
Con 20 posiciones de calentamiento	Tubos de digestión para COD (250 ml, NS29)	Tubos de digestión para Kjeldahl (300 ml)
Indicación de temperatura	Estabilidad térmica hasta 200°C +/- 2°C	Temperatura regulable hasta 450°C
Programable	No necesita gradientes de temperatura	Perfil de temperatura ajustable hasta 4 etapas (K-438)
No hay emisión de vapores de ácido	Condensadores de aire para COD (longitud 750 mm, NS29)	Unidad de aspiración
Indicación del tiempo residual	●	●
Manejo simple	●	●
Observación fácil de proceso de digestión	●	●



El accesorio de COD contiene todas las piezas necesarias para la aplicación de COD. Están incluidos los tubos de digestión para COD, condensadores de aire para COD, rack de tubos de digestión para COD, soporte para tubos de COD, bloque de preparación para COD, rack para condensadores de COD y soportes para condensadores de COD. El accesorio de COD posibilita el trabajo según las normas oficiales como DIN o ISO.

Informaciones para los pedidos N° de pedido

Accesorio de COD
para la Sistema Digestor K-437 o el Digestor Automático K-438 043960

Sistema Digestor K-437 con accesorio de COD
230 V, 50/60 Hz. Completo y listo para la operación con accesorio para la aplicación de COD, completo para el uso de las 20 posiciones. 043963

Digestor Automático K-438 con accesorio de COD
230 V, 50/60 Hz. Completo y listo para la operación con accesorio para la aplicación de COD, completo para el uso de las 20 posiciones. 043964

Accesorios

Tubos de digestión para COD, 250 ml, NS29 (juego de 4 piezas)	043961
Condensador de aire para COD (juego de 4 piezas)	043962

BÜCHI Labortechnik AG
Postfach
9230 Flawil
Schweiz
Tel. +41 71 394 63 63
Fax +41 71 394 65 65
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
Postfach 10 03 51
45003 Essen
Deutschland
Freecall 0800 414 0414
Tel. +49 201 747 490
Fax +49 201 237 082
deutschland@buchi.com
www.buechigmbh.de

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Netherlands
Postbus 142
3340 AC Hendrik Ido Ambacht
The Netherlands
Tel. +31 78 684 94 29
Fax +31 78 684 94 30
netherlands@buchi.com
www.buchi.nl

BÜCHI Italia s.r.l.
Centro Direzionale, Milano Fiori
Pal. A-4, Strada 4
20090 Assago (MI)
Italia
Tel. +39 02 824 50 11
Fax +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.it

BUCHI (THAILAND) Ltd.
ASEAN Competence Center
300 Phaholyothin Road
Samsennai, Phayathai
Bangkok 10400
Thailand
Tel. +66 2 278 54 95
Fax +66 2 279 05 48
bacc@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI SMP
Services Private Ltd.
201, Magnum Opus
Shantinagar Industrial Area
Vakola, Santacruz (East)
Mumbai 400 055,
India
Tel. +91 22 56 98 94 50
Fax +91 22 56 98 94 52
smp@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Analytical Inc.
19 Lukens Drive
New Castle
Delaware 19720
USA
Tel. +1 302 652 3000
Fax +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi-analytical.com

BUCHI Hong Kong Ltd.
1305, Hang Seng Mongkok Bldg.
677 Nathan Road
Kowloon, Hong Kong
China
Tel. +852 2389 2772
Fax +852 2389 2774
china@buchi.com
www.buchi.com

Nihon BUCHI K.K.
3F IMON Bldg.,
2-7-17 Ikenohata, Taito-ku,
Tokyo 110-0008
Japan
Tel. +81 3 3821 4777
Fax +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.nihon-buchi.co.jp

BUCHI Sarl
5, rue du Pont des Halles
Z.A. du Delta
94656 Rungis Cedex
France
Tél. +33 1 56 70 62 50
Fax +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr

We are represented by more than 100 distribution partners worldwide. Find your local representative at

www.buchi.com

Quality in your hands